

Referans Katalog Numarası	Ürün Adı
AL-08016.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, ERIŞKİN
AL-080169.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, ERIŞKİN, STERİL
AL-08021.V002	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, ERIŞKİN
AL-08022.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, ERIŞKİN
AL-080229.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, ERIŞKİN, STERİL
AL-08023.V001	FİLTRE BAKTERİ, ERIŞKİN
AL-080239.V001	FİLTRE BAKTERİ, ERIŞKİN, STERİL
AL-08025.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, TRAKEOSTOMİ
AL-080259.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, TRAKEOSTOMİ, STERİL
AL-08030.V001	BAKTERİ FİLTRESİ, PEDIATRİK
AL-08031.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, PEDIATRİK
AL-08032.V001	FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU, YENİDOĞAN
AL-08044.V001	BAKTERİ İŞİ NEM TUTUCU FİLTRE
AL-08044.V002	BAKTERİ İŞİ NEM TUTUCU FİLTRE
AL-080449.V001	BAKTERİ İŞİ NEM TUTUCU FİLTRE STERİL
AL-080449.V002	BAKTERİ İŞİ NEM TUTUCU FİLTRE STERİL
AL-10080.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI
AL-16340.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, İÇ YÜZEYİ DÜZ
AL-16349.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, İÇ YÜZEYİ DÜZ, STERİL
AL-16349.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, İÇ YÜZEYİ DÜZ, STERİL
AL-17300.V001	KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17300.V002	KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17309.V001	KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN, STERİL
AL-17340	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17340.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17340.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17349.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN, STERİL
AL-17349.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN, STERİL
AL-17380.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17380.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN
AL-17389.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN, STERİL
AL-17389.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, OYNAR BAŞLIKLİ, UZAYABİLEN, STERİL
AL-67349.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN, STERİL
AL-67349.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN, STERİL
AL-67380.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN
AL-67380.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN
AL-67389.V001	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN, STERİL
AL-67389.V002	HME FİLTRELİ KATETER BAĞLANTISI, UZAYABİLEN, STERİL

Fabrika

Adres : İbni Melek OSB Mah. TOSBİ YOL 4 Sk. No: 29 35900 Tire İZMİR / TURKEY

Telefon : +90 232 513 51 10 (pbx) • **Fax**: +90 232 513 51 14

Merkez

Adres : 5758 Sok. No: 4/C Kat: 2-3 Karabağlar İZMİR / TURKEY

Telefon : +90 232 237 59 49 (pbx) • **Fax**: +90 232 253 94 04

info@meditera.com.tr | www.meditera.com.tr

info@altech.com.tr | www.altech.com.tr

Meditera[®]
Altech bir Meditera markasıdır.

Filtre ve Kateter Bağlantıları

altech[®]

Solunum Sistemleri

Meditera[®]
Altech bir Meditera markasıdır.

ALTECH SOLUNUM FİLTRELERİ

Altech, elektrostatik bakteriyel, viral ve HME (Isı Nem Değiştirici) filtreleri yüksek güvenilirlik, mükemmel tasarım ve yüksek kalite kontrol standartları ile yenilikçilik ve etkinliği bir araya getirir.

Altech, solunum tedavisinde tüm filtrasyon ihtiyaçlarını karşılayabilen, yüksek etkinlikte, güvenli ve emniyetli solunum filtreleri sunmaktadır.

Altech Solunum Filtrelerinin Genel Özellikleri

- Filtrasyon etkinlikleri bağımsız laboratuvarlar tarafından valide edilmiştir.
- Hafif yapıları sayesinde devre üzerindeki çekme etkisine bağlı hastadan ayrılma riskini azaltırlar.
- Transparan yapısı ile gözlem kolaylığı sağlar.
- Farklı tidal volümler için farklı tasarım seçenekleri vardır.
- Elektrostatik çekim özelliği ile bakteri ve virüsleri tutar.
- Koaksiyel bağlantı girişleri ile daha sağlam konektör bağlantısı yapılabilir.
- Gaz örnekleme için Luer-kilit ya da bağlı ve geçmeli kapak seçenekleri vardır.

ALTECH BAKTERİYEL VİRAL FİLTRELER

Altech Bakteriyel Viral Filtreler havada bulunan partiküllerin yüksek etkinlikte tutulmasını sağlayan kalıcı olarak bipolar yüklü lifler içerir. Altech Bakteriyel Viral Filtreler, hasta, sağlık çalışanları ve cihazların potansiyel mikrobiyal kontaminasyondan korunmasını sağlar.



Altech Bakteriyel Viral Filtre Özellikleri

- Erişkin/Pediyatrik boy lar
- Bakteriyel etkinlik %99.9999
- Viral etkinlik %99.9999
- Çekme etkisini azaltan hafif yapı
- Üzerinde etiket yoktur, iç kısmı gözlem çok rahattır
- Düşük ölü boşluk
- PP ya da SBC gövde
- End tidal CO2 örnekleme portu solunum gazlarına uygun erişim sağlar

ALTECH BAKTERİYEL/VİRAL HME FİLTRELER

Altech HME filtreler entübe hastaları, kendi solunum havalarındaki ısı ve nemi tutarak kuru ve soğuk havaya maruziyetten korur. İnhalasyon sırasında inspire edilen havaya ısı ve nem katar, uygun nemlendirme sağlarken hasta, ortam ve sağlık çalışanlarına bakteri ve virüs transferine engel olur.



Altech Bakteriyel/Viral HME Filtre Özellikleri

- Erişkin/Pediyatrik boy lar
- Bakteriyel etkinlik %99.9999
- Viral etkinlik %99.9999
- Nemliliği Koruyan Higroskopik Ortam (selüloz ya da sünger)
- PP ya da SBC gövde

ALTECH TRAKEOSTOMİ HME (Isı Nem Değiştirici)

Altech Trakeostomi HME (Isı nem Değiştirici), spontan solunumu olan trakeostomili hastalar için tasarlanmış kompakt ve hafif, nemlendirme özelliğini uzun süre koruyabilen tek kullanımlık HME cihazıdır.



ALTECH KATETER BAĞLANTILARI

Altech, anestezi uygulamaları ya da ventilasyon tedavilerinde hastaları solunum devrelerine bağlayan geniş bir kateter bağlantısı portföyüne sahiptir.

Altech Kateter Bağlantıları üç farklı hortum tipine sahiptir:

- Korüğe (oluklu)
- İç yüzeyi düz (smoothbore)
- Uzayabilen



Altech Kateter Bağlantısı ürün portföyü sabit ya da oynar başlıklı dirsek konektörlü ve farklı uygulamalar için farklı port çeşitlilikleri ile sunulmaktadır.

Çift Kapak Özelliği kapak üzerindeki büyük sekme, açıldığında hava yolu açıklığı ve basıncı devam ettirilirken fiber optik bronkoskopi uygulaması yapılmasına olanak sağlar. İkinci sekmedeki, 7,6 mm port kapağı açıldığında aspirasyona olanak sağlar.

ALTECH FİLTRELİ KATETER BAĞLANTILARI

Filtreli kateter bağlantıları, filtre ve ona bağlı kateter bağlantısından oluşur.

Filtre sayesinde mekanik olarak solutulan hastaların solunum havalarının bakteriyel/viral filtrasyonu ve nemlendirilmesini sağlarken kateter bağlantısı sayesinde hasta ile devre arasında uzatıcı bir ara birim oluşturarak devreye hareket kabiliyeti sağlar, çekme etkisini azaltır ve aspirasyon, bronkoskopi gibi prosedürlerde kateterizasyon kolaylığı sağlar.

