



PINE BM

YARALARI
KAPATMAK,
OLASILIKLARI
AÇMAK

DÜĞÜMSÜZ SÜTÜRLER
EMİLEBİLİR SÜTÜRLER

DAHA İYİ İYİLEŞME İÇİN HASSAS MÜHENDİSLİKLE ÜRETİLMİŞ DİKİŞLER



2011 yılında kurulan Pine BM, Kore sütür pazarında lider bir yenilikçi haline gelmiştir.

Kaliteye olan bağlılığımız, ürünlerimizin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkedeki sağlık profesyonelleri tarafından güvenilmesiyle bize güçlü bir itibar kazandırmıştır. Dünya çapında sağlık hizmeti sağlayıcılarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli sütürler sunmaktan gurur duyuyoruz. Güvenilir ve dünya çapında tanınan sütür çözümleri için Pine BM'yi tercih edin.

UZMANLIK

İleri tıbbi bilgi ve teknoloji ile üstün ürünler ve hizmetler sunmak.

YENİLİKÇİLİK

Sürekli araştırma ve teknolojik gelişmelerle yeni tıbbi çözümler üretiyoruz.

VERİMLİLİK

Kaynakları optimize ederek olağanüstü, uygun maliyetli çözümler sunmak.

GÜVEN

Güvenilirliğe ve müşteri güvenine dayalı uzun vadeli ortaklıklar kurmak.



+ İğne

Kalitesi ve teknik uzmanlığı titizlikle doğrulanmış iğneler kullanıyoruz.

40
Yıllık
Üretim
Geçmişi

Yıllık iğne
üretimi
238.6
iğneden fazla

30,000
Çeşit
tıbbi iğne
üretimi



+ Sütür Paketi

Paket sadece dikiş kullanımına değil, dikiş öncesi ve sonrası aşamalar da dahil olmak üzere tüm dikiş deneyimine odaklanıyor.

Dikiş atma işlemine doğrudan katılımları ne olursa olsun, tüm tıp uzmanları, sezgisel dikiş yönetimi için tasarlanmış Kore'nin ilk Race Track Paketi'nden faydalanmaktadır.

+ Suture

ISO
13485
CERTIFIED

KGMP
CERTIFIED

CE
CERTIFIED

Kore'nin ilk
PGLA Sütürü

CE, ISO 13485 ve KGMP sertifikalı olup dünya çapındaki müşterilerden en iyi yorumları almaktadır.



EMİLEBİLİR SÜTÜR



+ GLSORB

Malzeme	Polyglactin 910 (Polyglycolid-co-L-lactide)
Sütür Yapısı	Multifilament
USP aralığı	6/0 - 2
Renk	Menekşe, Renksiz
Endikasyonlar	yumuşak doku yaklaştırılması ve/veya bağlanması
Tensil Kuvvet Gücü	75% at 2 hafta ; 40 ~ 50% at 3 hafta
Kütle Emilimi	56 ~ 70 gün



+ DOSORB

Malzeme	PDO (Polydioxanone)
Sütür Yapısı	Monofilament
USP aralığı	6/0 - 2
Renk	Menekşe
Endikasyonlar	Yumuşak doku yaklaşımı, özellikle genişletilmiş yara desteğinin gerekli olduğu durumlarda
Tensil Kuvvet Gücü	80% at 2 hafta; 60% at 4 hafta
Kütle Emilimi	180 ~ 210 gün

Endüstride Öncülük

- Başlıca özelliklerin tam serisi
- Kore'nin PGLA malzemesinden yapılmış ilk bitmiş ürünü
- Tıbbi personel için maksimum kolaylık
- Kore'de türünün ilk örneği olan Yarış Pisti Paketi
- Tüm 'Kore Büyük 5 Hastanesi' dahil olmak üzere tüm büyük tıbbi merkezlerde kullanılmaktadır

Ürün özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz:



GLSORB



DOSORB

DÜĞÜMSÜZ SÜTÜR | VSORB



CERRAHİYİ BASİTLEŞTİRİN

PINE BM DÜĞÜMSÜZ SÜTÜR

verimli, güvenilir ve etkili.



+ VSORB

Tanımlama

Düğümsüz Yara Kapatma Cihazı

Yapı

- Uç halkalı tek yönlü dikenli monofilament
- Çift iğneli çift yönlü dikenli monofilament

Düğümsüzlük Yolu

Spiral diken

İçerik

Polydioxanone

Renk

Menekşe

Emilebilirlik Profili

180-210 gün

USP aralığı

4/0 - 2

Uzunluk

14cm-72cm

Çift açılı kesim

Çift açılı kesim



Kesi derinliği
Tel derinliği

Düşük kesim açısı üstün bir sabitleme kuvveti sağlarken, sık kesim derinliği ise telin mukavemetini korur.

Ürün Özellikleri

- ✓ Çift açılı kesim dikenli tasarım
- ✓ Çift yönlü dikenli çift iğne
- ✓ Emilebilir, düğümsüz yara kapatma cihazı
- ✓ Tek yönlü dikenli çapa halkası

Avantajlar



Tutarlı
Gerilim



Verimli
Sütürleme



Geliştirilmiş
Güvenlik




Zaman-Tasarruf



Azalan suture
geçışı



VSORB + END LOOP with unidirectional barbs

VIOLET

NEEDLE (mm)	SUTURE (cm)					
Taper Point 1/2 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
					15cm DV3015T217CE	15cm DV4015T217CE
					23cm DV3023T217CE	23cm DV4023T217CE
					30cm DV3030T217CE	30cm DV4030T217CE
					45cm DV3045T217CE	45cm DV4045T217CE
					15cm DV3015T226CE	15cm DV4015T226CE
					23cm DV3023T226CE	23cm DV4023T226CE
				30cm DV2030T226CE	30cm DV3030T226CE	30cm DV4030T226CE
	45cm DV0245T226CE	45cm DV0145T226CE	45cm DV0045T226CE	45cm DV2045T226CE	45cm DV3045T226CE	45cm DV4045T226CE
					15cm DV2015T227CE	
					23cm DV2023T227CE	
					30cm DV2030T227CE	
					45cm DV2045T227CE	
					15cm DV2015T230CE	
					23cm DV2023T230CE	23cm DV3023T230CE
						
				45cm DV0045T236CE		
					15cm DV2015T237CE	
					23cm DV2023T237CE	23cm DV3023T237CE
				30cm DV0030T237CE	30cm DV2030T237CE	30cm DV3030T237CE
	45cm DV0145T237CE	45cm DV0045T237CE	45cm DV2045T237CE	45cm DV3045T237CE	45cm DV2045T237CE	45cm DV3045T237CE
					60cm DV0060T237CE	60cm DV2060T237CE
					45cm DV0045T240CE	
					30cm DV0030T248CE	
					45cm DV0045T248CE	
					60cm DV0060T248CE	








VSORB + END LOOP with unidirectional barbs


VIOLET

NEEDLE (mm)	SUTURE (cm)					
Taper Point 3/8 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
17mm 					15cm DV3015T317CE	15cm DV4015T317CE
Taper Point 5/8 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
27mm 					15cm DV3015T527CE	
					23cm DV3023T527CE	
Reverse Cutting 3/8 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
16mm 						30cm DV4030R316CE
17mm 				30cm DV0030R317CE	30cm DV2030R317CE	30cm DV3030R317CE
				45cm DV0045R317CE	45cm DV3045R317CE	45cm DV4045R317CE
					15cm DV2015R319CE	15cm DV3015R319CE
					30cm DV2030R319CE	30cm DV3030R319CE
					45cm DV2045R319CE	45cm DV3045R319CE
19mm 					58cm DV2058R319CE	58cm DV3058R319CE
					60cm DV2060R319CE	60cm DV3060R319CE
					30cm DV2030R324CE	30cm DV3030R324CE
					45cm DV2045R324CE	45cm DV3045R324CE
24mm 					58cm DV2058R324CE	58cm DV3058R324CE
					60cm DV2060R324CE	60cm DV3060R324CE
						45cm DV3045R330CE
30mm 						

VSORB + DOUBLE NEEDLE with bidirectional barbs

VIOLET

NEEDLE	SUTURE (cm)					
Taper Point 1/2 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
 18mm				16 x 16 cm DV2032T218DD	16 x 16 cm DV3032T218DD	
 22mm		14 x 14 cm DV0128T222DD				
 26mm				10 x 10 cm DV0020T226DD		
				14 x 14 cm DV0028T226DD		
 36mm		14 x 14 cm DV0228T236DD	14 x 14 cm DV0128T236DD	14 x 14 cm DV0028T236DD		
		24 x 24 cm DV0248T236DD	24 x 24 cm DV0148T236DD	24 x 24 cm DV0048T236DD		
		30 x 30 cm DV0260T236DD	30 x 30 cm DV0160T236DD			
		36 x 36 cm DV0272T236DD		36 x 36 cm DV0072T236DD		
 48mm		36 x 36 cm DV0272T248DD				
Reverse Cutting 3/8 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
 19mm					14 x 14 cm DV3028R319DD	
				30 x 30 cm DV2060R319DD	30 x 30 cm DV3060R319DD	
 24mm				30 x 30 cm DV2060R324DD	30 x 30 cm DV3060R324DD	
Reverse Cutting 1/2 	2	1	0	2-0	3-0	4-0
 40mm		36 x 36 cm DV0272R240DD				



PINE BM

PINE BM Co., LTD.

120-11, Techno 2-ro, Yuseong-
gu, Daejeon 34029 Kore Cumh.

TEL +82 42-671-9077 **FAX** +82 42-671-9078

© 2025. PINE BM Co.,Ltd. Tüm hakları saklıdır.

İTHALATÇI : Ömür Nemli - Urla Eda Medikal
851 Sokak No:2 B5 B6 Konak - İzmir , Türkiye
Email : sales@edatip.com

