ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ ZIMBA 60 MM

MİDE CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ · KOLOREKTAL CERRAHİ

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KİLİTLEME MEKANİZMASI
Kolay kartuş bağlantısı için uçtan uca işaretlenmiştir



MAFSALLI
45°'ye kadar 6 kademeli açı ayarı



GERİ DÖNÜŞ DÜĞMESİ
Kartuş değişimi için kolaylık sağlar ve cerrahi operasyon sırasında enfeksiyon riskini azaltır



TEK ELLE KONTROL
Kartuş çenesi tek elle açılıp/kapatılabilir



GENİŞLETİLMİŞ EKLEM KOLU
Daha az kuvvetle daha kolay açılandırma



TAM AÇILI ROTASYON
360° Dönme özelliği dokulara erişim kolaylığı sağlar



KAYMAZ KAPLAMALI SAP
Kullanım sırasında gelişmiş lateks içermeyen kavrama kontrolü



GENİŞ TETİK
Çene açma/bıçak geri çekme tetiği



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tüm 30 mm, 45 mm ve 60 mm kartuşlarla uyumludur
- Üç farklı uzunluktaki cihaz şaftı farklı cerrahilere uyum sağlayabilir
- Operasyon için gerçek anlamda tek elle kullanılan cihaz.


SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNYB-S	Endo Nova Kesici Küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNYB-M	Endo Nova Kesici Standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNYB-L	Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu

ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ ZIMBA 75 MM

MİDE CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ · KOLOREKTAL CERRAHİ


ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KİLİTLEME MEKANİZMASI
Kolay kartuş bağlantısı için uçtan uca işaretlenmiştir



MAFSALLI
45°'ye kadar 6 kademeli açı ayarı



KARTUŞ ÇIKARMA
Yeni kartuş değişimi için kolaydır



TEK ELLE KONTROL
Kartuş çenesi tek elle açılıp/kapatılabilir



GENİŞLETİLMİŞ EKLEM KOLU
Daha az kuvvetle daha kolay açılandırma



GENİŞ TETİK
Çene açma/bıçak geri çekme tetiği



EKSTRA KESME KENARI
75 mm'ye kadar dikiş uzunluğu



GENİŞ TETİK
Çene açma/bıçak geri çekme tetiği



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tüm 30 mm, 45 mm, 60 mm ve 75 mm kartuşlarla uyumludur
- Üç farklı uzunluktaki cihaz şaftı farklı cerrahilere uyum sağlayabilir
- Operasyon için gerçek anlamda tek elle kullanılan cihaz

SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNYA-S	Endo Nova Kesici Küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNYA-M	Endo Nova Kesici Standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNYA-L	Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu

MOTORLU ENDO NOVA LİNEER KESİCİ ZIMBA





ÇIKARILABİLİR BATARYA
Batarya Ömrü: 50 Ateşleme
Düşük sıcaklıklı plazma sterilizasyonu



ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
Şarj Tipi: C-Tipi Şarj Cihazı

USB
C Tipi



YENİDEN KULLANILABİLİR TUTAMAÇ
Kullanım Ömrü: 300 Ateşleme
Düşük sıcaklıklı plazma sterilizasyonu

EVRENSEL UYUMLULUK
Tüm XNY kartuşları 30 - 75 mm

GERÇEK ZAMANLI SIKIŞTIRMA KUVVETİ



GERÇEK ZAMANLI GERİ BİLDİRİM
Sıkıştırma kuvveti, Ateşleme ilerlemesi, Kartuş tipi, Batarya durumu

SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNY-S	Motorlu Endo Nova Kesici küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNY-M	Motorlu Endo Nova Kesici standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNY-L	Motorlu Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu

MİDE CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ · KOLOREKTAL CERRAHİ

TEK ELLE KONTROL
Rotasyon, ateşleme, çene açma ve kapama için

TAM MANUEL ROTASYON
360° dönme özelliği dokulara erişim kolaylığı sağlar



NFC
Cihaz tanıma için özel çipler



MAFSALLI
45°'ye kadar 6 kademeli açı ayarı



KAYMAZ KAPLAMALI SAP
Kullanım sırasında gelişmiş lateks içermeyen kavrama kontrolü



GERİ DÖNÜŞ DÜĞMESİ
Kartuş değişimi için kolaylık sağlar ve cerrahi operasyon sırasında enfeksiyon riskini azaltır



KİLİTLEME MEKANİZMASI
Kolay kartuş bağlantısı için uçtan uca işaretlenmiştir

ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ ZIMBA İÇİN KARTUŞ



Dış sıra
Orta sıra
İç sıra

ÜSTÜN PERFORMANS
Kademeli sıkıştırma sağlayan basamaklı kartuş yüzeyi ve üç sıra farklı yükseklikte zımbalar

AZALTILMIŞ ANASTOMOTİK SIZINTILAR
Alternatif markalara kıyasla


DAHA AZ HAVA SIZINTISI
Alternatif markalara kıyasla fizyolojik akciğer modelinde

ÜRÜN VERİLERİ

Kartuş Kodu	Zımba Yüksekliği	Zımba Sayısı	Zımba Çapı	Dikiş Uzunluğu	Doku Kalınlığı
XNYJ30LA	2.0/2.5/3.0	48	0.2	30	Vasküler / Orta
XNYJ45LA	2.0/2.5/3.0	66	0.2	45	Vasküler / Orta
XNYJ45MA	3.0/3.5/4.0	66	0.2	45	Orta / Kalın
XNYJ45HA	4.0/4.5/5.0	66	0.2	45	Ekstra - Kalın
XNYJ60LA	2.0/2.5/3.0	90	0.2	60	Vasküler / Orta
XNYJ60MA	3.0/3.5/4.0	90	0.2	60	Orta / Kalın
XNYJ60HA	4.0/4.5/5.0	90	0.2	60	Ekstra - Kalın
XNYH3020	3.0/3.5/4.0	114	0.2	75	Orta / Kalın
XNYH3040	4.0/4.5/5.0	144	0.2	75	Ekstra - Kalın

MİDE CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ · KOLOREKTAL CERRAHİ

DAHA İYİ PERFÜZYON
Kademeli sıkıştırma profili ve farklı yükseklikteki zımbalar, zımba hattına daha fazla perfüzyon sağlar



ÜSTÜN SIKIŞTIRMA
Herhangi bir travmatik etkiye neden olmadan doku kaymasını önleyen ideal sıkıştırma kuvveti



DAHA KOLAY YERLEŞTİRME
Daha geniş çene açıklığı, daha az doku manipülasyonu potansiyeli ile çenelerin kalın doku üzerine yerleştirilmesini kolaylaştırabilir



SİPARİŞ VERİLERİ

Madde	Description	Doku Kalınlığı
XNYJ30LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 30mm için Mafsallı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ45LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsallı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ60LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsallı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Orta / Kalın
XNYJ45MA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsallı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın
XNYJ60MA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsallı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ45HA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsallı SİYAH kartuş Ekstra-Kalın Kartuş	Orta / Kalın
XNYJ60HA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsallı SİYAH kartuş Ekstra-Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın
XNYH3020	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 75 mm için Mafsallı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Orta / Kalın
XNYH3040	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 75 mm için Mafsallı SİYAH kartuş Orta/Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın

LİNEER KESİCİ ZIMBA

KOLOREKTAL CERRAHİ · MİDE CERRAHİ · JİNEKOLOJİ CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KESME BIÇAĞI SINIRININ ÖTESİNDE 4 EKSTRA ZIMBA
Güvenilir hemostaz sağlar



DOKU TUTMA PİMİ
Distal uçta doku kaymasını önler




GÜVENLİK KİLİDİ
Kullanıcıyı geri çekilebilir bıçaklardan korur



GÜVENLİK KORUMALI ATEŞLEME DÜĞMESİ



KADEMELİ KESME GÖSTERGESİ
Örsün her iki tarafında



ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Kesme Uzunluğu	Renk Kodu	Açık Zımba Yüksekliği	Zımba Miktarı	Birim/Kutu
XQ-60-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 60 mm	56 mm	Mavi	3.8 mm	15x4	1 adet/kutu
XQ-60-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 60 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu
XQ-80-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 80 mm	76 mm	Mavi	3.8 mm	20x4	1 adet/kutu
XQ-80-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 80 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu
XQ-100-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 100 mm	96 mm	Mavi	3.8 mm	25x4	1 adet/kutu
XQ-100-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 100 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu

LİNEER KESİCİ ZIMBA İÇİN KARTUŞ

KOLOREKTAL CERRAHİ · MİDE CERRAHİ · JİNEKOLOJİ CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ

ÜRÜN BİLEŞENLERİ




ARKA 'MAKAS' TİPİ, ARA KONUM
Farklı cerrahların tercihlerine uyum sağlar



ÖN ARA KONUM HİZALAMA FONKSİYONU
Tek elle kullanıma ve dokunun yeniden konumlandırılmasına olanak tanır

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Cihaz başına toplam 11 ateşleme ile 10 kez yeniden yüklenebilir
- Farklı cerrahların tercihlerine uyum sağlamak için iki ara konum (ön ve arka)
- Mükemmel şekillendirilmiş 'B' tipi zımbalar ile üstün, pürüzsüz ve optimize edilmiş performans
- Rezeksiyon hattının ötesinde 4 zımba ile güvenli zımba hattı oluşumu
- Yerleşik güvenlik kilidi mekanizması
- Çeşitli doku kalınlıkları için farklı kartuş seçenekleri mevcuttur







ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Renk Kodu	Açık Zımba Yüksekliği	Zımba Miktarı	Birim/Kutu
60-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 60 ebatlı	Mavi	3.8 mm	15x4	6 adet/kutu
60-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalınlık doku için 60 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu
80-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 80 ebatlı	Mavi	3.8 mm	20x4	6 adet/kutu
80-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalınlık doku için 80 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu
100-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 100 ebatlı	Mavi	3.8 mm	25x4	6 adet/kutu
100-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalınlık doku için 100 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu

TEK KULLANIMLIK LİNEER KESİCİ ZIMBA

ÜRÜN BİLEŞENLERİ




KESME BIÇAĞI SINIRININ ÖTESİNDE 4 EKSTRA ZIMBA
Güvenilir hemostaz sağlar



DOKU TUTMA PİMİ
Distal uçta doku kaymasını önler



GÜVENLİK KİLİDİ
Operatörleri geri çekilebilir bıçaktan korur. Cihaz bu tasarımla ikinci kez ateşlenemez veya boş kartuşla kapatılamaz



DOKU BOŞLUĞU KONTROL MEKANİZMASI
Proksimal uçtan distal uca kadar tutarlı zımba oluşumu sağlar



NET KADEMELİ KESME GÖSTERGELERİ
Örsün her iki tarafında



SERBEST BIRAKMA DÜĞMESİ
Çatalları kolayca ve hızla açar



ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

XNY Nova™ tek kullanımlık lineer kesici ZIMBAlar; abdominal, jinekolojik, pediatrik ve torasik cerrahilerde eksizyon, transeksiyon ve zımbalama işlemleri için titizlikle tasarlanmıştır. Temel olarak yüksek işlevsellik, güvenilirlik ve üstün performansa odaklanarak kullanıcı deneyiminin kusursuz olmasını sağlıyoruz. XNY lineer kesiciler, Nova ürün yelpazemiz genelinde son derece pürüzsüz kesim ve güvenli zımba hattı oluşumu sağlar

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KESME BIÇAKLI KARTUŞ
Kesme bıçağı, tümör metastazı olasılığını azaltırken daha pürüzsüz, daha hassas ve daha güvenli kesme performansı sağlamak için kartuş üzerinde tasarlanmıştır



ÇİFT TARAFLI ATEŞLEME DÜĞMESİ
Çift taraflı ateşleme düğmesine sahip cihaz, operasyonu daha kolay hale getirecek şekilde her iki taraftan da ateşlenebilir

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Cihaz başına toplam 11 ateşleme ile 10 kez yeniden yüklenebilir
- Mükemmel şekilli 'B' tipi zımbalar ile üstün, pürüzsüz ve zımba performansı; rezeksiyon hattının ötesinde 4 zımba ile güvenli zımba hattı oluşumu
- Yerleşik güvenlik kilidi mekanizması
- Çeşitli doku kalınlıkları için daha fazla zımba yüksekliği seçeneği mevcuttur

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Kartuş Kodu	Kesme Uzunluğu	Dikiş Uzunluğu	Renk Kodu	Açık Zımba Yüksekliği	Zımba Miktarı
XQA-60-3.8	LCR60B	60mm	65mm	Mavi	3.8mm	15×4
XQA-60-4.5	LCR60G			Yeşil	4.5mm	
XQA-80-3.8	LCR80B	80mm	85mm	Mavi	3.8mm	20×4
XQA-80-4.5	LCR80G			Yeşil	4.5mm	
XQA-100-3.8	LCR100B	100mm	105mm	Mavi	3.8mm	25×4
XQA-100-4.5	LCR100G			Yeşil	4.5mm	

DAİRESEL ZIMBA

ÜRÜN BİLEŞENLERİ




GELİŞMİŞ BIÇAK MEKANİZMASI
Daha keskin, güvenilir ve tutarlı kesim için bıçağı hassas bir şekilde monte eder ve iter



PLASTİK KESME HALKASI
Ateşleme sırasında aktif sesli ve dokunsal geri bildirim



DÜŞÜK PROFİLLİ ÖRS
Gelişmiş ergonomi ve güvenilirlik ile pürüzsüz giriş/çıkış



PATENTLİ OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU
Güvenlik serbest bırakma kolu, sesli bir 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır



KONTROL EDİLEBİLİR ZIMBA YÜKSEKLİĞİ
1.0 - 2.5 mm aralığındaki zımbalar, farklı doku kalınlıklarının kapatılmasına olanak tanır



SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Ürün Açıklaması	Birim/Kutu
WGWB-20	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 20 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-22	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 22 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-24	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 24 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-26	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 26 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-29	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 29 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-32	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımba, 32 ebatlı	1 adet/kutu

DAİRESEL ZIMBA



NOVA™ PATENTLİ SARI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU
Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, sarı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır'



BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ
Zımba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar



ARA PARÇA SEKMESİ
Çift zımbalama tekniği için yardımcı trokar ve trokar uygulaması dahil

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Mükemmel şekillenmiş zımbalar için patentli trapez zımba tasarımı
- Ultra keskin kesim sağlayan 440 ithal medikal sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Aerodinamik, düşük profilli örs tasarımı
- Kullanım sırasında ergonomik ve konforlu
- Sıkıştırma sırasında prosedürün sürekli görselleştirilmesi için sarı otomatik serbest bırakma fonksiyonu

SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Açık Zımba Yüksekliği	Kapalı Zımba Yüksekliği	Dış Çapı	Zımba Miktarı	Renk Kodu
WGWB-20	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	20.5 mm	16	Turuncu
WGWB-24	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	24.5 mm	18	Sarı
WGWB-26	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	26.5 mm	22	Beyaz
WGWB-29	5.6 mm	1.0 mm - 2.5 mm	29.5 mm	24	Mavi
WGWB-32	5.6 mm	1.0 mm - 2.5 mm	32.5 mm	26	Yeşil

ENDOSKOPİK DAİRESEL ZIMBA

KOLOREKTAL CERRAHİ · MİDE CERRAHİ · JİNEKOLOJİ CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



GELİŞMİŞ BIÇAK MEKANİZMASI
Daha keskin, güvenilir ve tutarlı kesim için bıçağı hassas bir şekilde monte eder ve iter



PLASTİK KESME HALKASI
Ateşleme sırasında aktif sesli ve dokunsal geri bildirim



DÜŞÜK PROFİLLİ ÖRS
Gelişmiş ergonomi ve güvenilirlik ile pürüzsüz giriş/çıkış



KONTROL EDİLEBİLİR ZIMBA YÜKSEKLİĞİ
1.0 - 2.5 mm aralığındaki zımbalar, farklı doku kalınlıklarının kapatılmasına olanak tanır



KAYMAZ DÜĞME
Örsün açılmasına ve kapanmasına yardımcı olmak için KELEBEK SOMUN şeklinde




SİPARİŞ VERİLERİ

Code	Ürün Açıklaması	Birim/Kutu
WGWC-20	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 20 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-22	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 22 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-24	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 24 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-26	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 26 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-29	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 29 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-32	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zımbalar, 32 ebatlı	1 adet/kutu

ENDOSKOPİK DAİRESEL ZIMBA

KOLOREKTAL CERRAHİ · MİDE CERRAHİ · JİNEKOLOJİ CERRAHİ · GÖĞÜS CERRAHİ



NOVA™ PATENTLİ KIRMIZI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU
Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, kırmızı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır



BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ
Zımba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Mükemmel şekillenmiş zımbalar için patentli trapez zımba tasarımı
- Ultra keskin kesim sağlayan 440 ithal medikal sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Aerodinamik, düşük profilli örs tasarımı
- Kullanım sırasında ergonomik ve konforlu
- Sıkıştırma sırasında prosedürün sürekli görselleştirilmesi için sarı otomatik serbest bırakma fonksiyonu

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Uzunluk	Dış Çap	Açık Zımba Yüksekliği	Zımba Miktarı	Renk Kodu
WGWC-20	460 mm	12.2 mm	4.7 mm	16	Turuncu
WGWC-22	460 mm	14.0 mm	4.7 mm	18	Light Sarı
WGWC-24	460 mm	15.3 mm	4.7 mm	18	Sarı
WGWC-26	460 mm	17.4 mm	4.7 mm	22	Beyaz
WGWC-29	460 mm	20.5 mm	4.7 mm	24	Mavi
WGWC-32	460 mm	23.2 mm	4.7 mm	26	Light Yeşil

HEMOROİDAL DAİRESEL ZIMBA

ÜRÜN BİLEŞENLERİ




KONİK ÖRS TASARIMI
Anastomotik uçtan gerilimsiz ayrılma



ŞEFFAF HAZNE KAPAĞI
Hazneye yerleşen dokuların görünürlüğünü artırır



DERİNLİK İŞARETLEME GÖSTERGESİ



PATENTLİ OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU
Güvenlik serbest bırakma kolu, sesli bir 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır




KAYMAZ DÜĞME
Örsün açılmasına ve kapanmasına yardımcı olmak için KELEBEK SOMUN şeklinde



Kod	Ürün Açıklaması	Uzunluk (mm)	Dış Çap	Zımba Miktarı	Açık Zımba Yüksekliği	Zımba Genişliği	Adet/Kutu
GWC-34	Nova™ Hemoroid İçin Tek Kullanımlık Dairesel Zımbalar, GWC-34	395	34 mm	30	4.6 mm	3.8 mm	1 adet/kutu

HEMOROİDAL DAİRESEL ZIMBA



NOVA™ PATENTLİ SARI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU
Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, sarı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır




BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ
Zımba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar

TAM AKSESUAR SETİ



DAİRESEL ANAL DİLATÖR
Hemoroidal Dairesel Zımbanın anal kanala yerleştirilmesine yardımcı olur



SÜTÜR GEÇİRİCİ
Dikişlerin hazneden çekilmesine yardımcı olur



TORBA AĞZI SÜTÜR ANOSKOBU
Dentat çizginin üzerinde torba ağzı dikiş uygulamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sarı otomatik serbest bırakma güvenlik fonksiyonu
- Daha fazla doku hacmini barındırmak için daha geniş hazne
- Kolay yerleştirme ve ateşleme sonrası gerilimsiz çıkarma için düşük profilli örs tasarımı; Aerodinamik sap tasarımı